




BÁSCULA VETERINARIA TALLA CHICA **K43PRO**

Diseñada para la evaluación de peso en pequeños animales dentro de entornos clínicos y domésticos.



Diseño compacto

Diseñada para ofrecer mediciones precisas en un formato compacto de 22x18.5 cm



Resistente

Plataforma de vidrio templado de alta resistencia con bordes pulidos.




Tecnología de medición

Sensores de galga extensiométrica de precisión grado clínico.



Función de pesaje para pequeños animales



Permite medir el peso de mascotas pequeñas de forma rápida y precisa, ideal para seguimiento veterinario y control doméstico.

Función TARA

TARA

Con un toque, la báscula elimina el peso del recipiente y entrega datos puros, confiables y justos.



Especificaciones técnicas

Dimensiones:	220 x 185 x 25mm
Sensor de galgas extensométricas de alta precisión:	Si incluye
Capacidad máxima:	10kg
Capacidad mínima:	5g
Unidad:	g/kg/lb:oz/oz
Función de Tara:	Si incluye
Encendido/apagado:	Automático
Indicador de Sobrecarga / Baja potencia:	Si incluye
Restablecimiento automático a cero:	Si incluye
Tipo de Baterías:	2 baterías AAA de 1,5 V



Corporativo y
Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal
Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal
Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal
Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com



@byHergom



5624482452