



PAR DE MULETAS CON SOPORTE AJUSTABLE MLTMA

Muletas ligeras y resistentes, diseñadas para brindar apoyo y estabilidad durante la recuperación. Cuentan con empuñaduras ergonómicas de altura ajustable para adaptarse a diferentes usuarios y ofrecen mayor comodidad; además, su base antideslizante garantiza seguridad al caminar.

Especificaciones técnicas

Modelo	Altura total	Capacidad máxima	Peso neto	Peso bruto
MLTMA	115-135 cm	100kg	770g	855g

Composición

Tubo	Empuñadura	Punta	Botón	Almohadilla axilar
Aluminio	TPR	Goma	Acero	TPR

- **Sistema de ajuste de altura:** 9 niveles regulables
- **Empuñadura ajustable:** 5 niveles de posición



Punta de goma



Empuñadura altura ajustable



Almohadilla axilar



Bloqueo de resorte

