

# CONCENTRADOR DE OXIGENO OLV-5S

## Características

- Sistema de trabajo en flujo continuo 24/7
- Flujo máximo 0-5L/min
- Concentración de oxígeno 93%  $\pm$  3%
- Bajo nivel de ruido menos de 45db
- Cumple estrictamente con la aprobación de TUV CE (Asociación de Inspección Técnica de Alemania)
- Certificación ISO13485
- Voltaje AC220V  $\pm$  22V, 50Hz  $\pm$  1 Hz/110v  $\pm$  15V, 60Hz $\pm$
- Potencia de salida 20Kpa - 60Kpa
- Potencia de entrada 500VA
- Peso Neto 21Kgs
- Dimensiones (MM) 350x250x670mm
- Garantía 1 año



- Interruptor
- Flujometro
- Nebulizador



Vaso Humidificador

## Funciones adicionales

- Velocidad de nebulización  $\geq$  0,15 ml/min
- Flujo dual - 2 personas pueden usarlo al mismo tiempo
- Alarma de baja pureza - luz verde:  $\geq$  82 %, luz amarilla: 65 % - 82 %, luz roja: < 65 %

## Contenido estándar

- 2 Cánulas nasales
- 1 Vaso humidificador
- 1 Manual de usuario
- 1 Filtro primario adicional
- 1 Filtro HEPA adicional
- 1 Tarjeta de garantía

