



CPAP AUTOMÁTICO III APNEA DEL SUEÑO RY680A



Es un dispositivo de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en adultos.

Cuenta con un sistema que combina los modos fijo y automático, capaz de detectar eventos respiratorios durante la noche y ajustar la terapia de manera precisa y confiable.

Además, su funcionamiento silencioso lo convierte en una opción ideal para uso doméstico, garantizando comodidad durante el descanso.

Cuenta con una pantalla táctil de 3,5" a todo color para un ajuste intuitivo de la configuración y seguimiento de datos.

Funciones avanzadas

- Prueba operativa de mascarilla
- Rampa de incremento de flujo automática
- Encendido/apagado inteligente, que optimizan la experiencia del usuario
- Compensación de altitud
- Compensación de fugas
- Humidificador incorporado para evitar sequedad

Función automática

- Diseño compacto y el maletín de transporte incluido facilitan su manipulación, almacenamiento y transporte, optimizando su uso cotidiano
- Tubo térmico automático

COLOR	Negro con blanco	NIVEL DE RUIDO	C27±2 (dBA)
MODOS	CPAP/ Auto CPAP	PRESIÓN	4-20 (cmH2O)

