

HBG02 ARNÉS PARA GRÚA

Standard. 95x115cm. 200kg capacidad máx.



CARACTERÍSTICAS ARNÉS HBG02:

Medidas de la bolsa: Largo 1250 x Ancho 750 mm

Material: Nylon tejido de punto o tela de malla

Ancho de banda lateral: 48mm

Grosor de la banda lateral: 1.2mm

Embalaje: 1 / bolsa de polietileno o caja de color, personalizable

Medidas del embalaje: 700x300x10mm

Capacidad de carga: 200kg

Peso del producto: 1.7kg