

HERGOM

PREMIUM



TIJERAS DE USO RUDO INSTRUMENTAL



CARACTERÍSTICAS

Tijera de uso rudo de alta calidad

Hoja de acero inoxidable, dentada con mango de plástico resistente

Forma de seguridad con cuchilla curva, para no cortar al paciente

Corte firme para ropa, cinturones, zapatos, cuero, mezclilla, gabardina

Diseño anatómico para un uso cómodo

No debe utilizarse para procedimientos médicos masivos

Uso para cortar cinta o vendaje

Tamaño perfecto y ligero, es fácil de llevar

Tamaño 15, 16, 19 cm

Colores Negro, Azul, Naranja



CLAVE INTERNA	DESCRIPCIÓN	COLOR	MEDIDAS CM
7-64-N	TIJERAS DE USO RUDO SÓLIDO	NEGRO	15
7-64-A	TIJERAS DE USO RUDO SÓLIDO	AZUL	15
7-64-NJ	TIJERAS DE USO RUDO SÓLIDO	NARANJA	15
7-65-N	TIJERAS DE USO RUDO SÓLIDO	NEGRO	19
7-65-A	TIJERAS DE USO RUDO SÓLIDO	AZUL	19
7-65-NJ	TIJERAS DE USO RUDO SÓLIDO	NARANJA	19
7-63-V	TIJERAS DE USO RUDO TRANSPARENTE	NEGRO	16
7-63-A	TIJERAS DE USO RUDO TRANSPARENTE	AZUL	16
7-63-NJ	TIJERAS DE USO RUDO TRANSPARENTE	NARANJA	16



Generalmente este tipo de tijera se utiliza para el tratamiento médico de emergencia y se emplea para que la ropa o telas no se adhieran a los heridos y, sin girar el cuerpo, se pueda retirar las prendas vestidas. Por supuesto, también se puede utilizar para cortar vendas médicas de gasa.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452