




BF 990
WIFI

beurer
hogar



BF 990 WIFI

Báscula de baño de diagnóstico WIFI/Bluetooth®




Elevar manualmente



Hasta 25 valores de salud disponibles constantemente de un vistazo



Análisis segmental de diferentes áreas del cuerpo.



Báscula de 8 electrodos para un análisis corporal completo y detallado gracias a la unidad manual extraíble

Medición cruzada para un monitoreo preciso de diferentes áreas del cuerpo.

Configuración única mediante Bluetooth®. Una vez configurado, los datos se sincronizan automáticamente por Wi-Fi o Bluetooth® cada vez que te pesas..

Diseño moderno de báscula con vidrio de seguridad de 6 mm recubierto con ITO* y electrodos recubiertos de titanio en la unidad manual.

Pantalla mágica con diseño de matriz de puntos: solo aparece durante la medición.

Incluye la aplicación "beurer HealthManager Pro" para su descarga.

Superficie de pesaje hecha de vidrio de seguridad: 31 x 31 cm.

Calcula peso corporal, agua corporal, porcentaje de músculo, IMC, frecuencia cardíaca y otros valores a través de la aplicación (edad metabólica, calorías BMR/AMR, masa ósea, grasa visceral, masa magra blanda, masa magra, proteínas, masa muscular incluyendo músculos de órganos, 10 segmentos de grasa y músculo en brazos, tronco y piernas).

5 niveles de actividad.

8 memorias de usuario con reconocimiento automático.

Gestión de medición desconocida a través de la aplicación.

Cambio de unidades: kg/lb/st.

Capacidad máxima: 180 kg.

Precisión: 0.1% para grasa corporal, agua corporal y porcentaje de músculo / 100 g para el peso corporal.

Indicación de sobrecarga.

Encendido y apagado automático.

Incluye 3 pilas AAA.

Dimensiones del producto (LxAnxAI): 31.0 x 33.6 x 2.9 cm.



*Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas aplicables. ** Óxido de indio y estaño

** La báscula solo se puede usar en su máxima funcionalidad con la aplicación "beurer HealthManager Pro", una cuenta en línea y la unidad manual.



BF 990
WIFI

beurer
hogar

BF 990 WIFI

Báscula de baño de diagnóstico WIFI/Bluetooth®



103.79_BF990_2024-09-02_DS_EN_BEU Sujeito a errores y cambios

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos están registrados. Marcas comerciales de su propiedad por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Beurer GmbH está bajo licencia. Otras marcas comerciales y Los nombres comerciales son los de sus respectivos dueños. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países Países. App Store es un servicio marca de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países Países. Google Play y Google El logotipo de Play son marcas comerciales de Google LLC. Android es un marca comercial de Google LLC.

works with

HealthManager Pro

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

List of system requirements and compatible devices
Liste der Systemvoraussetzungen und kompatiblen Geräte
Liste de la configuration système requise et des appareils compatibles
Lista de los requisitos del sistema y los aparatos compatibles
Elenco dei requisiti di sistema e dei universal dispositivi compatibili