



BM 58

beurer
salud

Monitor de presión arterial BM 58



Ingeniería
Alemana



Fácil de usar mediante botones de sensor táctil



Pantalla negra XL, clara y fácil de leer



Para una conexión en red innovadora entre el monitor de presión arterial y el software para PC HealthManager Pro



Medición totalmente automática de la tensión arterial y el pulso en la parte superior del brazo

Detección de arritmias:

Aviso en caso de posibles alteraciones del ritmo cardiaco.

Dos memorias de usuario para 60 valores medidos cada una

Valor medio de todas las mediciones almacenadas y presión y nocturnas de los últimos 7 días

Con brazaletes para circunferencias de brazo de 22 a 30 cm

Soporte para brazaletes

Se puede utilizar con alimentación de red

Fecha y hora

Apagado automático

Señal en caso de error de la aplicación

Preselección y desinflado automático de la presión

Cable USB, 4 pilas AA de 1,5 V y bolsa de almacenamiento incluidos

Dispositivo médico

Fuente de alimentación disponible por separado

Medidas del producto (LxAnxAI): 100 x 150 x 58 mm

Peso del producto: aprox. 508 g (con brazaletes, sin pilas)

Brazaletes XL (30 - 42 cm) disponible como accesorio



Sensor táctil

- Fácil de usar mediante botones de sensor táctiles



Listo para conexión a la red eléctrica

- Para el funcionamiento opcional del dispositivo con un adaptador de red disponible por separado



CONEXIÓN



Innovadora conexión en red entre el tensiómetro y el software para PC «HealthManager Pro» con cable USB incluido: controle sus mediciones.



* aplicación en línea probada «HealthManager Pro»
Sólo puede utilizarse con toda su funcionalidad con el software «HealthManager Pro».