

MicroGyn

BY HERGOM

CÁMARA DE VÍDEO PARA COLPOSCOPIO CPCA



Características:

- Cámara 73X10 alta resolución Microgyn
- Sistema NTSC
- Sensor de imagen 1/3"
- Total de pixeles 816 (H) x 495 (V)
- 525 líneas en vertical, 60 cuadros/seg
- Sistema SYNC interno
- Iluminación mínima 0.8 lux, F1.2, 5600°K
- Balance de blancos
 - Modo ATW / AWB
 - Rango 3200 - 10000°K
- Resolución 470 TVL / 580 TVL
- S/N Ratio 52dB (MIN) / 60dB (TYP)
- Función de espejos ON/OFF
- Función B.L.C. ON/OFF
- Auto iris A.E.S / DC / Video
- Obturación A.E.S. 1/60-1/120,000 seg
- Salida de video 1.0V p-p
- Corrección gamma 0.45
- Control de ganancia ON/OFF
- Fuente de poder DC12V± 1V/ 110mA.



HERGOM
EQUIPMENT FOR LIFE

Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com



@byHergom



5624482452