


COLPOCÁMARA CON PEDESTAL CCA2200


Colpocámara CCA2200, la única en México que cuenta con un panel de control con pantalla que permite observar y trabajar de una manera más práctica y cómoda.

Puedes desmontarla del pedestal y llevarla hasta el lugar que quieras, gracias a que cuenta con batería recargable con duración de hasta 4 horas.

Manejable desde su control, compacta y ligera.



**Iluminación
LED**



**Altura
ajustable**






**Cabezal
desmontable**



Control



Pantalla



**Ruedas con
frenos**

Características:

- Cuenta con pedestal y base de plástico que lo hacen más cómodo.
- Lente con alcance de 300mm.
- Resolución de 380,000 píxeles (NTSC) 768(H) x 494 M.
- Potencia de iluminación LED de 1200lx.
- Luz blanca que no distorsiona los colores.
- Filtro Verde.
- Balance de blancos automáticos.
- Balance de blancos automáticos.
- Compensación de back light, ajuste de color y control automático de ganancia.
- Capturador de imagen – Sistema Optimed (opcional)



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com



@byHergom



5624482452