



## COLPOSCOPIO DE PEDESTAL LED COLPO199


El colposcopio COLPO199 es un equipo compacto y ligero

Su diseño con pedestal y ruedas de libre movimiento lo convierte en un dispositivo fácil, rápido y cómodo de manejar, con un rango de rotación de 360° y binoculares de 45°


Esta equipado con luz LED blanca y fría que no distorsiona los colores

### Características:

- Enfoque: Macro con movimiento de soporte; rango Micro de 40mm con ajuste manual de cremallera y piñón
- Distancia de trabajo: 295mm



**Iluminación  
LED**



**Altura  
ajustable**



| Descripción          | Valores Oculares Centrales |       |      |      |      |
|----------------------|----------------------------|-------|------|------|------|
|                      | Objetivo If'= 300mm        |       |      |      |      |
| Aumento seleccionado | 2.5x                       | 1.6x  | 1x   | .6x  | 4x   |
| Aumentos totales     | 17x                        | 11.6x | 6.9x | 4.1x | 2.8x |
| Campo de visión (mm) | 12.5                       | 18.5  | 31   | 43   | 80   |
| Resolución Lp/mm     | 86                         | 33    | 44   | 33   | 22.3 |

### Iluminación:

- Fuente de luz fría: LED 60,000 lux
- Control de la iluminación
- Campo de iluminación: 80mm
- Fuente de alimentación: 110 V AC 200 W
- La intensidad de la luz: 80,000 LUX
- Filtro: Verde

### Columna y Base:

- Ángulo de rotación: 360 grados
- Elevación de golpe: 170mm
- Altura de objetivo al suelo: 1000mm a 1170mm
- Tamaño de la Base: 600mm
- Peso: 16 kgs

### Opcionales:

- Cámara de alta resolución (CPCA)
- Capturador de imagen (USB)



#### Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62  
CDMX  
55 3093 9090

#### Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335  
33 3617 0465  
Fax. 33 3616 6165

#### Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

#### Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997  
222 211 4462

#### Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690  
[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)



@byHergom



5624482452