




KIT COLPOSCOPIO CO-LED1+CPCA2K

El Kit de Colposcopio con brazo pantográfico + Cámara HDMI 2k de la marca MicroGyn es un conjunto diseñado para ofrecer imágenes de alta calidad en exámenes ginecológicos.

Este Kit combina funcionalidad y tecnología avanzada.

Este kit incluye:


- Cámara HDMI 2k CPCA2K.
- Colposcopio con brazo pantográfico CO-LED1



**Iluminación
LED**



**Capturador de
imagen**



**Altura
ajustable**



Componentes del kit:

Colposcopio CO-LED1

- Objetivo focal 300mm
- Divisor de ases (salida de vídeo)
- Fusibles de alta durabilidad
- 20 Bombillas de LED de 10W
- Iluminación coaxial >20000 lx
- Control de intensidad de luz
- Enfoque fino
- Adaptador de vídeo con ajuste fino



Cámara HDMI 2K:

- Calidad de vídeo: 2K, 30FPS; 1080P, 60FPS.
- Salida HDMI de alta calidad .
- Salida USB2.0 de alta velocidad.
- Perfil de resolución HDMI: 1920*1080px, 60FPS.
- Perfiles de resolución USB: 1920 x 1080 px, 30 FPS; 1280 x 720 px, 30 FPS; 640 x 480 px, 30 FPS; 320 x 240 px, 30 FPS.
- Formato de vídeo: MP4 (para tarjeta TF).
- Formato de imagen: jpg.
- Controles Automático/ Manual:
- Balance de blancos/ Luz/ Exposición.
- Color: RGB ajustable.
- Espejo: izquierda/derecha, arriba/abajo.
- Congelar: Soporte.
- Idiomas del OSD: inglés/ chino/ francés/ español/ japonés/ alemán.
- Línea: color diferente, 5 líneas horizontales, 5 líneas verticales, cualquier posición.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452