

MicroGyn

BY HERGOM



COLPOSCOPIO DE BRAZO SIN CÁMARA YDJ-II

El Colposcopio YDJ-II, cuenta con un lente de alcance de 300 mm y un tubo de enseñanza que permite compartir las imágenes proyectadas con otra persona.

Además, dispone de un brazo articulado y una base metálica que le proporcionan la estabilidad necesaria.



**Iluminación
halógena**



**Altura
ajustable**

Descripción	Valores Oculares Centrales				
	Objetivo $l_f' = 300\text{mm}$				
Aumento seleccionado	2.5x	1.6x	1x	.6x	4x
Aumentos totales	17x	11.6x	6.9x	4.1x	2.8x
Campo de visión (mm)	12.5	18.5	31	43	80
Resolución Lp/mm	86	33	44	33	22.3

Características:

- Lente con alcance de 300mm.
- Sistema de perilla con cinco posiciones de aumento: 0.4x, 0.6x, 1x, 1.6x, 2.5x.
- Iluminación halógena transmitida a través de fibra óptica (control de intensidad de luz).
- Enfoque fino.
- Brazo articulable.
- Fusible de alta durabilidad.
- Tubo de enseñanza (tercer ojo).
- Adaptador de vídeo con ajuste fino.
- Cámara de vídeo (opcional).
- Capturador de imagen – Sistema
- Optimed (opcional).



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com



@byHergom



5624482452