



## Mini-Pad EM 10

**SIN**  
**DOLOR**
  
 Ingeniería  
 Alemana

 tecnología  
 TENS

 Estimulación nerviosa eléctrica  
 transcutánea (TENS)

 15  
 niveles de  
 intensidad


Intensidad ajustable (15 niveles)



Electroestimulación para el alivio general del dolor (TENS)

Tratamiento en el lugar exacto del dolor.

Suave, flexible, comodo y seguro.

 Tratamiento TENS (estimulación nerviosa eléctrica  
 transcutánea): alivio del dolor sin efectos secundarios

Apagado automático

Intensidad ajustable (15 niveles)

 Periodo de uso: hasta 20 tratamientos por batería,  
 de 20 minutos cada uno

Dispositivo médico

Batería reemplazable

Incluye película de gel autoadhesiva

Incluye 1 pila CR2032 de 3 V

En presentación práctica para venta

Medidas del producto: 112 x 72 x 10 mm

Peso del producto: aprox. 11 g (sin batería)

