



Cinturón estimulador de los músculos abdominales EM 37

tecnología
EMS



Estimulación muscular eléctrica transcutánea (TENS)

electrodos
resistentes
al agua
4x



4 electrodos resistentes al contacto con agua (no se necesitan gel de contacto ni electrodos de repuesto)



Estimulación de los músculos abdominales anteriores y laterales

Fácil de usar

Cinturón abdominal flexible con cierre autoadherente

Cinturón abdominal flexible para cinturas desde 70 hasta máx. 140cm

Forma ergonómica flexible

Pantalla LCD con símbolos figurativos

5 programas de entrenamiento (22 - 31 min.)

Intensidad ajustable de 0 a 40

Temporizador de cuenta atrás con tiempo restante

Función de memoria de entrenamiento para un control de entrenamiento continuo

Apagado de seguridad/ función de pausa/ apagado automático/ bloqueo de teclas

Control extraíble

Cinturón lavable a mano

Indicador de cambio de pilas

El dispositivo no debe ser utilizado por usuarios con marcapasos cardíacos, epilépticos, mujeres embarazadas o personas con arritmias cardíacas.

Tensión de salida máx. 70 V p-p (carga de 500 ohmios)

Corriente de salida: máx. 140 mA p-p (carga de 500 ohmios)

Frecuencia de salida: 30-80Hz

Ancho de pulso: 200 μ s por fase

Forma de impulso: impulsos cuadrados bifásicos simétricos

Incluye 3 pilas AAA de 1,5 V

Medidas del producto elemento de control (LxAxAI): 8,8 x 9,1 x 2,2 cm

Control extraíble

