



Unidad TENS/EMS digital EM 80



tecnología
TENS

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS)



tecnología
EMS

Estimulación muscular eléctrica (EMS)



Relajación y masaje

SIN 
DOLOR



Ingeniería
Alemana



Funciones:

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) -
alivio del dolor - sin medicamentos - ni efectos secundarios

Estimulación muscular electrónica (EMS)
para el entrenamiento y la regeneración muscular

Masaje: para la relajación y el bienestar

4 canales regulables por separado con 8 electrodos autoadhesivos

30 aplicaciones preprogramadas (TENS/EMS/Masaje)

20 programas programables gratuitos (TENS/EMS): frecuencia,
ancho de pulso, tiempo de encendido, tiempo de apagado

"Función Doctor": coordinación ideal para su programa terapéutico personal

Función de temporizador (ajustable entre 5 y 90 minutos)

Pantalla retroiluminada de fácil lectura

Diseño ergonómico

Desconexión de seguridad

Corriente de salida: máx. 180 mA p-p (carga de 500 ohmios)

Frecuencia de salida: 1-120 Hz

Ancho de pulso: 40-250 μ s por pulso

Forma del pulso: pulsos cuadrados bifásicos

Con manual de instrucciones detallado (incluidas las posibilidades de aplicación)

Pilas incluidas (3 x AA)

Práctica bolsa de almacenamiento incluida

Dispositivo médico

Tamaño: 170 x 125 x 48 mm

Peso: 235 g (sin pilas)

