



FM 150

beurer
bienestar

Entrenador de Venas FM 150


Ingeniería
Alemana



presión de
aire

Masaje por presión de aire con cojín de aire
que se infla y se desinfla



intensidad
ajustable

Intensidad de masaje ajustable continuamente



circulación
sanguínea

Mejora la circulación sanguínea venosa



Masaje revitalizante a presión

Favorece la circulación sanguínea y alivia las piernas pesadas
y cansadas

Libera tensiones

Masaje por presión de aire con cojín de aire que se infla y se desinfla

Intensidad de masaje ajustable continuamente

Inflado alternativo

Incluye botón de parada de seguridad

Con función de desinflado - para vaciar rápidamente los cojines de aire

Incluye función de temporizador 10/20/30 min.

Fácil manejo con interruptor de control manual

Aplicación versátil: en casa o de viaje

Ajuste individual del brazalete de la pierna mediante cierres autoadherentes

Bolsa de almacenamiento incluida

Dispositivo médico

Funciona con pilas o adaptador de corriente

Tensión de red:

Entrada: 100-240 V~; 50/60 Hz; 200 mA

Salida: 6 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA; 3 W

Incluye 4 pilas AA de 1,5 V

Medidas del producto (LxAxA): Brazalete: 61 x 67 x 0,5 cm

Peso del producto: aprox. 1,4 kg

Línea de Fisioterapia