

MG 510

beurer
bienestar



Masajeador por golpeteo MG 510


Ingeniería
Alemana



Masaje relajante por golpeteo



2 niveles de funcionamiento



Potente batería de iones de litio

Duración extra de la batería: 2 h (a velocidad media)

Masaje de golpeteo potente y relajante

Para relajarse y regenerarse después del entrenamiento

5 niveles de intensidad de masaje ajustables

4 accesorios de masaje intercambiables

Con fijación giratoria para un soporte seguro

2 niveles de funcionamiento (masaje por golpeteo, masaje por golpeteo con accesorio de calor)

Mango desmontable

Batería integrada, tiempo de carga aprox. 3 h.

22,5 vatios

Accionado por batería o adaptador de red

Adaptador de red:

Entrada: 100-240V~; 50/60Hz; 800 mA

Salida: 9 V \equiv 2500 mA

Medidas del producto (LxAnxAI): 45,5 x 10 x 15,5 cm

Peso del producto: aprox. 900 g



Accesorios MG 510



Accesorio de calor

Para dar calor durante el masaje




Accesorio frío

Proporciona una relajación fresca y agradable



Accesorio suave

Para un masaje suave y agradable



Accesorio de punto de activación

Para un masaje puntual y preciso