



Soporte de ducha AB01

Este producto está diseñado para brindarle una solución fácil y efectiva. Asiento antideslizante está hecho de materiales ecológicos de HDPE y el diseño de los orificios de drenaje evitan la acumulación de agua y mantienen la superficie del taburete seca e higiénica

El soporte para ducha es fácil de desmontar y montar, no requiere herramientas, cuenta con una firmeza y estabilidad, mientras que los pies de goma antideslizantes garantizan que el banco no se resbale.

Soporte de ducha, de altura ajustable.

Parámetros del producto

Material: aleación de aluminio + HDPE

Tamaño: 47x40x38cm.

Engranaje ajustable: 8 marchas

Peso Neto: 2,5 kg

Capacidad de carga: 136 kg

Niveles: 6 niveles de (30 a 46 cm de alto).

Ámbito de aplicación: dormitorio, baño, etc.

Gente aplicable: ancianos, heridos, niños, mujeres embarazadas.

