

FICHA TÉCNICA

Filtro para Aspirador – Modelo 7A-100



Información General

Nombre del producto: Filtro de reemplazo para aspirador

Modelo: 7A-100

Tipo de producto: Componente médico auxiliar

Presentación: 1 pieza

Compatibilidad

Compatible exclusivamente con aspirador quirúrgico modelo 7E-A (18 L/min)

Uso Previsto

Protege el sistema interno del aspirador evitando el ingreso de partículas, fluidos o contaminantes.

Características

- Reemplazo directo del original
- Alta eficiencia (HEPA)
- Mejora desempeño y vida útil
- Instalación sin herramientas

Especificaciones

Material: HEPA

Dimensiones: 3–4 cm aprox.

Recomendaciones

- Verificar compatibilidad
- No reutilizable
- Almacenar en lugar limpio y seco