

NEBULIZADOR DE AIRE COMPRIMIDO 403D

El nebulizador de aire comprimido 403D de Handy, está indicado para diferentes afecciones respiratorias. Convierte el medicamento líquido en vapor para ser inhalado y hace que llegue directamente a las zonas afectadas provocando menores efectos secundarios y mayor eficacia.

Es ideal para afecciones como laringitis, bronquitis y asma, ya que libera micropartículas que penetran en las vías respiratorias bajas y medias en las que se encuentran las ramificaciones más diminutas de los bronquios.



Pequeño y ligero



Silencioso



Sencillo de usar



Rango máx. ≥ 0.2 mL/min



Fácil de transportar



Convierte el medicamento líquido en vapor



Características destacadas:

1. Poder:
Entrada: AC100~240V~350mA, 50/60HZ
Salida: DC12V, 1000mA
2. Tasa de máxima nebulización: $\geq 0.2\text{ml/min}$
3. Diámetro mediano total (MMD): $3.9\mu\text{m}$
Porcentaje de MMD: $<5\mu\text{m} > 65\%$
4. Presión máxima de la bomba de compresión: $\geq 0.1\text{MPa}$
5. Flujo libre de bomba de compresión: $\geq 3.5\text{L/min}$
6. Ruido: $\leq 55\text{dB (A)}$
7. Peso neto: 250g
8. Dimensión: 13X6.5X6.8cm
9. Requisitos eléctricos de seguridad:
Clase II, aplicación tipo B
10. Sistema de trabajo:
Operación intermitente
trabaja por 20 minutos (con pausa de 40 minutos)
11. Condiciones Normales de trabajo:
Temperatura ambiental: $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
Humedad relativa: 30%~75%
Presión de aire: 70KPa~106KPa



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A
#62 CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com
@byHergom