



GL 44  
mmol/L

**beurer**  
salud

## Medidor de glucosa en Sangre GL 44 mg/dL

  
Ingeniería  
Alemana



Con cable USB y software HealthManager Pro  
descarga gratuita



Ranura de inserción iluminada



Pantalla XXL iluminada en blanco



Paquete de inicio: unidad de medida, dispositivo de punción, 10 lancetas, 10  
tiras de prueba, baterías, bolsa, manual de instrucciones, instrucciones  
breves.

Solo son necesarios 0.6 l de sangre.

Período de medición: aprox. 5 segundos.

480 resultados almacenados con fecha, hora (memoria de datos también  
con cambio de batería).

Los resultados almacenados pueden desplazarse hacia delante y hacia atrás

Cálculo del valor medio durante 7, 14, 30 ó 90 días para  
- todas las mediciones - valores marcados

Muestra de sangre: sangre entera fresca (capilar)

Hematocrito: 20 - 60 %

Plasma calibrado.

Rango de medición: 1,1 - 35,0 mmol/L

Comprobación del volumen sanguíneo: la medición sólo es posible con una  
muestra suficiente de sangre

Cumple con ISO 15197: 2015 en su totalidad (obligatorio desde Mayo 2016).

Apagado automático.

Medidas del producto: 52 x 95 x 16 mm.

Peso del producto: aprox. 44 g (incluidas las pilas).

2 x baterías de litio CR 2032 para más de 1,000 medidas.

Almacenamiento / Transporte:	Temp.:	Humedad Rel:
Unidad:	-10°C a +65°C	< 90 %
Tiras de Prueba:	+2°C a +30°C	< 90 %
Funcionamiento:	+10°C a +40°C	< 90 %

Producto médico



GL 44  
mmol/L

**beurer**  
salud



Dispositivo de punción suave y seguro patentado




Ranura de inserción de tiras reactivas iluminada y tiras reactivas anchas



Medición sencilla para optimizar el control de la diabetes  
diabetes: antes de comer, después de comer, marcaje general



## CONEXIÓN



GL44\_mmol\_L2019-01-31\_01\_DS\_EN Sujeto a errores y cambios

\* aplicación online probada "beurer HealthManager Pro"