



MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE **MODELO 582,** COLOR BLANCO



Datos por
transmisión
bluetooth

**Es un dispositivo con una amplia pantalla retroiluminada
Transmisión de datos por Bluetooth (opcional)**



250 grupos
de memoria

Especificaciones técnicas:

- Reactivo principal: Glucosa oxidasa
- Sangre objetivo: sangre entera capilar fresca de la yema del dedo
- Estándar de calibración: calibración de plasma
- Volumen mínimo de muestra: 1ul
- Rango de hematocrito: 30%- 60%
- Auto codificación
- Rango de medición: 1.1mg/dl- 33.3mg/dl (90-95mg/dl)
- Capacidad de memoria: 250 grupos
- Temperatura de funcionamiento: 10°C - 40°C



Tecnología de 5
electrodos



Micro
recolección de
sangre

Es opcional la transmisión por bluetooth*



Detección rápida



Codificación automática



Extracción automática



Especificaciones técnicas:

- Tiempo de medición: 8s
- Botón de expulsión de la tira
- 2 pilas AAA para hasta 1000 medidas
- Gran pantalla LCD para una mejor visualización de datos
- Fuente: DC 3.0V
- Memoria: 250 grupos
- Apagado automático: 15 segundos a 3 minutos
- Modo de operación: operación continua
- Peso: 5.25/1.04kgs
- Tamaño: 59×24×18.5cm

Especificaciones de transportación:

- Rango de temperatura ambiente: -10°C~ +50°C
- Rango de humedad relativa: <90%, sin condensación
- Rango de presión atmosférica: 500hPa~1060hPa



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com



@byHergom



5624482452