

# ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH LUZ ESTANDAR 5 HOJAS (#1, #2, #3, #4, #5) Y MANGO UNIVERSAL. H.P

## H2-126



### ESPECIALIDADES

QUIRURGICAS

### FUNCIONES

VISUALIZAR LARINGE PARA  
INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL.

1-118-1	1	HOJA DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH CURVA #1. LUZ ESTANDAR, LONGITUD TOTAL 9.2 CM., LONGITUD DE TRABAJO 7 CM., INFANTE. H.P.
1-120-1	1	HOJA DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH CURVA #2. LUZ ESTANDAR, LONGITUD TOTAL 10.8 CM., LONGITUD DE TRABAJO 9 CM., NIÑO. H.P.
1-122-1	1	HOJA DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH CURVA #3. LUZ ESTANDAR. LONGITUD TOTAL 12.4 CM., LONGITUD DE TRABAJO 11 CM., ADULTO. H.P.
1-124-1	1	HOJA DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH CURVA #4. LUZ ESTANDAR, LONGITUD TOTAL 15.8 CM., LONGITUD DE TRABAJO 13.3 CM., ADULTO. H.P.
1-144-1	1	HOJA DE LARINGOSCOPIO MCINTOSH CURVA # 5 LUZ ESTANDAR, LONGITUD TOTAL 21.5 CM., LONGITUD DE TRABAJO 16 CM. H.P.
1-135-1	1	MANGO UNIVERSAL DE LARINGOSCOPIO LUZ ESTANDAR. 14 CM X 2.8 CM Ø. H.P.
	1	ESTUCHE DE VINIL PARA LARINGOSCOPIOS