



## Amplificador de audición HA 50



apenas  
visible



Cómodo ajuste detrás de la oreja, apenas visible

amplificación  
de bajo ruido  
y renderización



Reproducción silenciosa y amplificación del volumen de todos los sonidos



Ideal para la capacidad auditiva restringida.

Amplifica el volumen de todos los sonidos en interiores y exteriores

Volumen continuamente ajustable.

3 archivos adjuntos para ajustar individualmente al canal auditivo.

Incl. Batería y batería de repuesto.

Amplificación de sonido: máx. 40 Db.

Salida de audio máxima: 128 Db.

Rango de frecuencia: 100 - 6000 Hz.

Producto médico.

Medidas del producto: 40 x 40 x 10 mm.

Peso del producto: aprox. 6 g (incluye batería y tapones para los oídos).

Entregado en expositor de venta



## Incluido en la entrega

Amplificador auditivo

3 tapones para los oídos en diferentes tamaños

2 pilas tipo 13/PR48

1 caja para almacenamiento

Instrucciones de uso



## Descripción de la unidad.

1. Micrófono.

2. Control de volumen 1-4 (1 min, 4 máx).

3. Interruptor de encendido / apagado.

("I" = encendido, "O" = apagado).

4. Auriculares.

5. Tapón para los oídos.

6. BCompartimiento de la batería.

