

Sistema de terapia de frío y calor HC600

Este es un sistema de terapia de frío y calor para rehabilitación profesional y de vanguardia. El sistema integra la terapia de frío y la terapia de calor en un **dispositivo con función de control de temperatura** mediante el uso de tecnología de semiconductores. El equipo es fácil de usar con protecciones de seguridad. Brinda opciones de tratamiento convenientes y flexibles a los fisioterapeutas, expertos en medicina deportiva, entrenadores deportivos y atletas de alto rendimiento.

características y beneficios



Control de temperatura preciso

La temperatura real se controla dentro de ± 2 °F de la temperatura objetivo, lo que evita los riesgos de congelación por baja temperatura, quemaduras por alta temperatura o temperatura insuficiente, y brinda a los pacientes soluciones de tratamiento más científicas y efectivas.



Mantenga la temperatura constante

Alcanzar y mantener la temperatura terapéutica durante mucho tiempo. Frío de 42 °F a 50 °F y calor de 100 °F a 108 °F.



Terapia de frío y calor

Integrar solución de terapia de frío y calor para diferentes etapas de rehabilitación que ayudan a acelerar la recuperación. También lograr incrementos cronometrados o tratamiento continuo.



Cómodo de usar

Evite las molestias causadas por el subenfriamiento.



Configuración ajustable

Selecciones el modo frío o calor en el panel del control LCD y ajuste el temporizador. La pantalla también muestra la temperatura actual y la temperatura objetivo.



Operación segura

Soporte con protección de alta y baja temperatura, varias detecciones y drenaje y apagado automático para garantizar una operación segura.



especificaciones

Dimensiones	30 cm (L) x 30 cm (An)x 22 cm (Al)	Peso Neto	4 kg
Rango de Temperatura	Refrigeración:: 42 °F - 50 °F Calefacción: 100 °F - 108 °F	Temporizador	30/60/90 min
Capacidad de Depósito de Agua	Max. 350 mL	Fluido de Funcionamiento	Agua Destilada o Purificada
Temperatura de Almacenamiento/Transporte	-5 °C ~ 45 °C	Humedad Relativa	10% - 95%
Nivel de Ruido	≤55 dB(A)	Tolerancia	± 2 °F

contraste



Sistema de terapia de frío y calor	Otros sistemas de terapia de agua	Paquete frío y caliente
Alivio del dolor para músculos y reducir el edema	✓	✓
Incrementos cronometrados o tratamiento continuo	✓	✗
Vendajes de compresión para varias partes del cuerpo	✓	✗
El tratamiento caliente reduce el dolor de la neuropatía.	✗	✓
Mantener la temperatura terapéutica	✗	✗
Terapia ajustable tanto caliente como fría	✗	✗
Opciones de terapia de frío y calor	✗	✗



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com
f @byHergom w 5624482452