



HK 58
cosy

beurer
bienestar



Almohadilla térmica para la espalda y el cuello HK 58 Cosy



Almohadilla térmica suave y esponjosa con funda de almohada



Lavable a máquina a 30 °C



6 niveles de temperatura luminosos



Forma ergonómica para la espalda y el cuello

Ajustable individualmente mediante correas y cierre de velcro

Innovador interruptor de botón LED

Transpirable, suave y agradable para la piel

6 niveles de temperatura luminosos

Apagado automático después de aproximadamente 90 minutos

Calentamiento rápido

Sistema de seguridad de Beurer (BSS)

Control electrónico de la temperatura

Interruptor desmontable

Lavable a máquina a 30 °C (almohadilla térmica + funda)

OEKO-TEX®

Los textiles utilizados en este dispositivo cumplen con los altos estándares humanos del OEKO-TEX® Standard 100, como lo ha confirmado el Instituto de Investigación Hohenstein.

Alimentación eléctrica: 220-240 V; 50-60 Hz; 100 W

Dimensiones del producto: aprox. 62 x 42 cm

Peso del producto: aprox. 580 g

