



mindray
animal medical



HyLED serie 180

Lámparas de luz led de uso veterinario

www.hergom-medical.com

“Versátil y accesible”



La HyLED 180 Vet de Mindray Animal Care es una lámpara **quirúrgica LED** veterinaria, pensada principalmente para consultorios y clínicas con pequeños quirófanos.

Cómoda, accesible y con acabados de alta calidad para garantizar durabilidad.



Comandos intuitivos



Características clave

- **Intensidad:** hasta 70,000 lux a 1 metro
- **Temperatura de color:** ~4350 K (luz blanca natural)
- **CRI (reproducción de color):** ~96 → muy buena para diferenciar tejidos
- **Vida útil LED:** hasta 60,000 horas
- **Campo de luz:** ~170 mm
- **Profundidad de iluminación:** ~1500 mm



Ventajas reales

- Muy buena relación costo-beneficio
- Bajo mantenimiento (LED larga vida)
- Fácil de mover (si es versión móvil)
- Buena calidad de luz para su rango





3 versiones disponibles

Mismo satélite HyLED180, diferentes accesorios.

Versión de techo

HYLED180VET



Versión de pared

HYLED180WVET



Versión móvil

HYLED180MVET