



Lámpara de calor infrarrojo, pantalla de regulación, alivia resfriados y tensiones musculares IL 50



300
vatios

Salida: 300 vatios



dispositivo
médico

Dispositivo médico certificado



apagado
automático

Función de apagado automático una vez transcurrido el tiempo establecido



- Calor reconfortante
- Para resfriados y distensiones musculares
- Vidrio cerámico
- Diseño exclusivo
- Pantalla de regulación continua (0-50 grados)
- 300 vatios
- Campo de radiación 30 x 40 cm
- Intercambio de tubos posible
- Tiempo de tratamiento con indicación personalizable (1-15 minutos)
- Temporizador con apagado automático después de que expire el tiempo establecido
- Ventilación activa
- Protección contra sobrecalentamiento
- Cable de 2 m
- Sistema de recogida del cable
- Bloqueador UV al 100%
- Dispositivo médico
- Medidas del producto: 27.0 x 28.5 x 19.5 cm
- Peso del producto: aproximadamente 1.5 kg