

Inspirómetro incentivo **HANDY.** Ejercitador pulmonar respiratorio. INSPM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dispositivo ejercitador de la inspiración y/o espiración profunda para prevención de complicaciones postoperatorias de tipo pulmonar.
- Favorece la recuperación del paciente en un tiempo menor y permite seguir su evolución incluso por él mismo (mediante las cámaras de 600, 900, 1200 cc/seg).
- Respirar profundamente mantiene los pulmones con aire y saludables durante la recuperación y puede ayudar a prevenir problemas pulmonares.
- Transparente y ligero.
- Tubo corrugado y boquilla.
- Envase unitario, no estéril.

Medidas del producto:
13.7 cm. Largo
6.8 cm. Ancho
14 cm. Alto

