

Juego de trocar de corona óptica sin cuchillas desechable



Adecuado para cirugía endoscópica mínimamente invasiva, el nivel de punción se puede observar en tiempo real a través de la pantalla, más seguro y controlable.



Juego de trocar de corona óptica desechable



Más mangos para elegir, para mayor comodidad de cada profesional

Descripción	Dimensiones	Código	Cant. paquete
Juego de trocar de corona óptica sin cuchillas desechable	Φ5.5X 100	121-51745	6 unid./caja; 18 caj./ctn
	Φ10.5X 110	121-01745	6 unid./caja; 18 caj./ctn
	Φ12.5X 110	121-81745	6 unid./caja; 18 caj./ctn
Juego de trocar de corona óptica desechable sin cuchillas, cánula adicional	Φ5.5X 100	121-51705	6 unid./caja; 12 caj./ctn
	Φ10.5X 110	121-01705	6 unid./caja; 12 caj./ctn
	Φ12.5X 110	121-81705	6 unid./caja; 12 caj./ctn
Corona óptica desechable Juego de trocar	Φ5.5X 100	121-51835	10 unid./caja; 10 caj./ctn
	Φ10.5X 110	121-01835	10 unid./caja; 10 caj./ctn
	Φ12.5X 110	121-81835	10 unid./caja; 10 caj./ctn
Juego de trocar de corona óptica desechable, cánula adicional	Φ5.5X 100	121-51875	10 unid./caja; 10 caj./ctn
	Φ10.5X 110	121-01875	10 unid./caja; 10 caj./ctn
	Φ12.5X 110	121-81875	10 unid./caja; 10 caj./ctn

Podemos ofrecer más kits de trocar, no dude en preguntar.

Trocar de corona sin cuchillas



Trocar estándar

La punta de punción con alas sin cuchilla reduce la hemorragia del orificio de punción y la incidencia de hernia incisional



Descripción	Dimensiones	Código	Cant. paquete
Juego de trocar de corona desechable sin cuchillas	Φ5,5X100	121-51815	6 unid./caja; 18 caj./ctn
	Φ 10,5X110	121-01815	
	Φ 12,5X110	121-81815	
Juego de trocar de corona desechable sin cuchillas, cánula adicional	Φ5,5X100	121-51855	6 unid./caja; 12 caj./ctn
	Φ 10,5X110	121-01855	
	Φ 12,5X110	121-81855	

Trocar alargado

Proporciona canales de instrumentos más largos que los trocares ordinarios.

Descripción	Dimensiones	Código	Cant. paquete
Juego de trocar de corona desechable sin cuchillas	Φ5,5X150	121-53815	6 unid./caja; 12 caj./ctn
	Φ 10,5X150	121-03815	
	Φ 12,5X150	121-83815	



Indicado para pacientes obesos y cirugía endoscópica de tiroides

Trocar pediátrico

Aguja de punción no dañina combinada con el tamaño total, para asegurar una pequeña incisión, reducir el daño a las vísceras abdominales. Sin suturas, menos dolor, curación rápida y pocas cicatrices después de la cirugía.



Indicado para cirugía mínimamente invasiva en niños con pequeño volumen abdominal y pacientes de cirugía mínimamente invasiva con requerimientos estéticos.

Descripción	Dimensiones	Código	Cant. paquete
Juego de trocar de corona desechable sin cuchillas	Φ3X65	121-30815	6 unid./caja; 18 caj./ctn
	Φ5,5X70	121-50815	
Juego de trocar de corona desechable sin cuchillas, cánula adicional	Φ5,5X70	121-50855	6 unid./caja; 12 caj./ctn

Trocar secundario



Sello de diseño más pequeño optimizado para evitar interferencias entre los instrumentos manuales durante la cirugía, también aumenta la profundidad de los instrumentos en el abdomen.



Adecuado para la reparación endoscópica de hernias de la pared abdominal, cirugía endoscópica de tiroides para garantizar que los endoscopios y los instrumentos manuales se mantengan estrechamente paralelos a la pared abdominal

Descripción	Dimensiones	Código	Cant. paquete
Juego de trocar sin cuchil la secundario desechable	Φ5,5X100	121-51235	6 unid./caja; 18 caj./ctn
Juego de trocar sin cuchilla secundario desechable, cánula adicional	Φ5,5X100	121-51245	6 unid./caja; 18 caj./ctn
Juego de trocar sin cuchilla secundario desechable	Φ5,5X150	121-53235	12 unid./caja; 12 caj./ctn

Trocar de 15 mm de diámetro



Los cambios de instrumentos de diferentes diámetros (5/10/12/15 mm) no requieren reductor adicional, todas las grapadoras endoscópicas de la serie pueden pasar de manera segura.



Adecuado para cirugías mínimamente invasivas que admiten el uso de grapadora endoscópica.

Descripción	Dimensiones	Código	Cant. paquete
Juego de trocar de corona óptica sin cuchillas desechable	Φ15X100	121-61745	6 unid./caja; 18 caj./ct



Trocar de punta roma Hasson desechable



Descripción	Dimensiones	Código	Cant. paquete
Juego de trocar de punta roma Hasson desechable	Φ12,5X100	121-81585	6 unid./caja; 18 caj./ctn

El trocar desechable de punta roma Hasson está diseñado para cirujanos que utilizan una técnica Hasson o abierta.

Trocar de corona AutoShield



Descripción	Dimensiones	Código	Cant. paquete
Juego de trocar de corona desechable con protección automática	Φ5,5X100	121-51825	6 unid./caja; 18 caj./ctn
	Φ10,5X110	121-01825	
	Φ12,5X110	121-81825	
Juego de trocar de corona desechable con protección automática, cánula adicional	Φ5,5X100	121-51865	6 unid./caja; 12 caj./ctr
	Φ10,5X110	121-01865	
	Φ12,5X110	121-81865	



La aguja de punción afilada de bordes finos hace que la punción sea más suave. El dispositivo protector se puede expulsar para evitar lesiones en los órganos abdominales mientras está en el abdomen