

KIT-ME

Capacidad 680 L

- Calidad 100 % certificada.
- Regulador desmontable.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro
- Equipo para oxigenoterapia
- Cilindro de aluminio.
- Muy ligero y practico.
- Alta seguridad con dispositivos
- Canulas nasales.
- Vaso humidificador.
- COX1
- Carro Porta Tanque De Oxigeno Mod. Me 680 Lts.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lectura de caudales



Regulador ajustable



Entrada de válvula

Tabla de Rendimientos de Oxigeno en horas, flujo de oxigeno prescrito

PRODUCTOS	CAP. [lts.]	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min	
KIT-ME	KIT-MEC	680	11 hrs 20 min	5 hrs 40 min	3 hrs 45 min	2 hrs 50 min	2 hrs 35 min	1 hr 45 min	1 hr 35 min	1 hr 50 min	1 hr 15 min	1 hr

Nota: Para determinar la duracion del tanque es vital conocer los litros por minuto de la prescripcción médica.