

LED-View



LÁMPARA FRONTAL AJUSTABLE L202-8A

Punto de luz ajustable

El punto de luz es ajustable de 30 mm a 70 mm a una distancia de 300 mm.

Lámpara Astral

La lámpara astral adicional aumenta la iluminación y reduce la sombra en la superficie.

Lupa*

La lupa de una sola lente es liviana y simple, pero proporciona un aumento de 2x.



*Lupa y lámpara astral se venden por separado



Punto de luz ajustable de 30 - 70 mm

Información Técnica		
Iluminación	Estándar	30,000 lx
	Lámpara Astral	50,000 lx
Iluminación ajustable		O
Uniformidad de la iluminación		Baja
Punto de luz ajustable		O
Tamaño del punto de luz (a 300 mm)		30 - 70mm
Lámpara Astral		O
Temperatura del color		6,000 k
Tiempo de vida del LED		Aprox. 50,000 hr
Lupa*	Tipo	Un lente
	Magnificación	2x
Batería	Tipo	Ion - Litio
	Capacidad	3.7 V / 2,600 mAh
	Duración de batería	4 hr.
	Tiempo de carga	4 hr.
Peso		190 g
Tamaño de la banda		540 - 640 mm

Accesorios disponibles



Lupa de magnificación 2x

Mod. L202-8

Lámpara Astral

Mod. AL202-8