

LED-View



LÁMPARA FRONTAL FIJA L202-8F

Iluminación Uniforme

La estructura de múltiples lentes garantiza un alto nivel de luminancia uniforme en su punto de luz.

Diseño Coaxial

La fuente de luz está ubicada entre los ojos proyectando menos sombra en superficies, el ángulo de luminancia se mueve libremente con la estructura del pivote.

Batería Intercambiable

La batería es recargable e intercambiable para nunca más preocuparse por su duración.

Lupa*

La lupa de una sola lente es liviana y simple, pero proporciona un aumento de 2x.

*Lupa se vende por separado



Punto de luz uniforme

Información Técnica		
Iluminación	Estándar	15,000 - 30,000 lx
	Lámpara Astral	50,000 lx
Iluminación ajustable		X
Uniformidad de la iluminación		Alta
Punto de luz ajustable		O
Tamaño del punto de luz (a 300 mm)		70mm
Lámpara Astral		X
Temperatura del color		6,000 k
Tiempo de vida del LED		Aprox. 50,000 hr
Lupa*	Tipo	Un lente
	Magnificación	2x
Batería	Tipo	Ion - Litio
	Capacidad	3.7 V / 2,600 mAh
	Duración de batería	4 hr.
	Tiempo de carga	4 hr.
Peso		190 g
Tamaño de la banda		540 - 640 mm

Accesorios disponibles



Lupa de magnificación 2x

Mod. L202-8