


# LÁMPARA FRONTAL AJUSTABLE



L202A-3



BATERÍA A-3



EFECTO DE LUZ

DIÁMETRO DE LUZ

- Gracias a su diseño ergonómico es fácil de usar y colocar
- Punto de luz graduable de forma continua hacen que resulte cómoda de manejar
- Genera una luz blanca, fría y brillante
- De uso inalámbrico y móvil, gracias a su batería portátil

COLOR DE TEMPERATURA

4500K  
6000K

ILUMINACIÓN

16000 lx

POTENCIA	USO CONTINUO	DURACIÓN BOMBILLA	TIEMPO DE CARGA	PESO	EMPAQUE
3W	4h	50 000h	8h	360g	24x16x15cm

LED-View HERGOM