


# LÁMPARA FRONTAL AJUSTABLE



L202A-6



BATERÍA A-6



EFEECTO DE LUZ

DIÁMETRO DE LUZ



- Gracias a su diseño ergonómico es fácil de usar y colocar
- Punto de luz graduable de forma continua hacen que resulte cómoda de manejar
- Diámetro de luz, de alta potencia y brillo
- De uso móvil, gracias a su batería portátil
- Estructura que disipa el calor
- Sin fallos a interferencias de baja frecuencia

COLOR DE TEMPERATURA

4500K  
6000K

ILUMINACIÓN

20000 lx

POTENCIA	USO CONTINUO	DURACIÓN BOMBILLA	TIEMPO DE CARGA	PESO	EMPAQUE
5W	4h	50 000h	5h	720g	24x16x15cm

LED-View<sup>HERGOM</sup>