

LÁMPARA FRONTAL AJUSTABLE




L202A-4



MULTI-DIRECCIONAL



BATERÍA A-3



EFECTO DE LUZ

DIÁMETRO DE LUZ



- Gracias a su diseño ergonómico es fácil de usar y colocar
- Lámpara universal con iluminación multi-direccional
- Estructura ligera
- Punto de luz graduable de forma continua hacen que resulte especialmente cómoda de manejar
- Genera una luz blanca, fría y brillante
- De uso móvil, gracias a su batería portátil
- Incluye adaptador para corriente alterna, puede trabajar mientras se carga

COLOR DE TEMPERATURA

4500K
6000K

ILUMINACIÓN

16000 lx

POTENCIA	USO CONTINUO	DURACIÓN BOMBILLA	TIEMPO DE CARGA	PESO	EMPAQUE
3W	4h	50 000h	8h	360g	24x16x15cm

LED-View^{HERGOM}