

LÁMPARA DE PEDESTAL MULTI-LEDS

L202D-3

- Totalmente diseñada con precisión y de gran rendimiento
- Proporciona una calidad de luz LED regulable y superior
- Reproducción de color precisa
- Gracias a su base pequeña libera espacio valioso
- Tan ligera y flexible que permite transportarse con una sola mano
- Lámpara multiángulos de alto brillo ajustable
- Con batería de emergencia.



DIÁLETO DE LUZ

COLOR DE TEMPERATURA

6000K

ILUMINACIÓN

14.000 lx



AJUSTE DE BRILLO



DESPLAZAMIENTO



POTENCIA

18W

VOLTAJE

AC 110/220V

HORAS DE VIDA

50.000h

SUMINISTRO

7h

TEMPO DE CARGA

8h

PESO

13Kg

EMPAQUE

110x35x20cm

LED-View-H