

LANCETA ESTÉRIL DESHECHABLE LT



- Lanceta Universal mod. LT.
- Caja con 100 pzas.
- Estéril y desechable
- Aguja de acero en tubo de plástico
- Calibre: 28G
- Segura y menos dolorosa
- Verificada con la mayoría de los disparadores en el mercado.



ISO CE Cofepris

Matriz
CDMX.
(55) 30939090

Sucursal
GDL.
(33) 3617 0335
(33) 3617 0465
Fax
(33) 3618 6165

Sucursal
MTY.
(81) 1365 2926
(81) 1365 2927
(81) 8346 8282
Fax
(81) 8311 4364

Sucursal
PUE.
(222) 403 2997
(222) 211 4462
Fax
(222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de
la república
800 087 0890
www.hergom-medical.com