

SIGNAL



MONITOR DE SIGNOS VITALES BLUETOOTH CON TERMÓMETRO DE OÍDO, PARA USO ADULTO Y PEDIÁTRICO MODELO M7R

Características generales

Monitor de signos vitales de 5 parámetros, es compacto y de fácil uso, totalmente portátil.

El monitor de signos vitales compacto mide

- Saturación de oxígeno (SpO₂),
- Pulso (PR)
- Índice de perfusión (PI)
- Presión arterial no invasiva (PANI)
- Temperatura (TEMP)
- Óptimo para uso en ambulancias, emergencias y consultorios médicos

Aplicable para pacientes adultos y pediátricos.

Contenido:

- Unidad (Monitor de signos vitales)
- Adaptador de corriente
- Sensor de Oximetría Adulto
- Brazal Adulto
- Brazal pediátrico
- Termómetro Bluetooth



Especificaciones Técnicas

Rango de pacientes : Adultos y pediatría

SpO2

- Rango de medición: 70% -100%
- PR (Pulse Rate- Frecuencia cardíaca)

Rango de medición: 30-250bpm

- PI (Índice de Perfusión)
- Rango de medición: 0.1% -20%

NIBP (PANI)

- Modos de operación oscilométrica : manual / automática / STAT
- Unidad de medida: mmHg / kPa seleccionable
- Tipos de medida: sistólica, diastólica y media
- Protección contra sobrepresión: sí
- Resolución: 1 mmHg

Temperatura

- Rango de medición: 34.0 - 42.2°C (93.2-108 °F)
- Exactitud: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ entre 35-42°C / $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ para otro rango.
- Con seguros para colocar cubierta protectora para mayor higiene
- Con eyector de cubierta
- Transmisión de datos por bluetooth
- Alarma de Fiebre

Alarmas

- visibles y audibles de 3 niveles, código de error
- NIBP
- SpO₂
- PR
- Sonda desconectada o inactiva
- Bajo nivel de energía

Almacenamiento de Datos

- Modo de verificación puntual: 200 registros
- Modo continuo: 72 horas

Apariencia

- Dimensión: 292x168x148 \pm 5 mm
- Peso: 1.0 \pm 0.05kg

Pantalla

- Tipo: pantalla a color de 7 "
- Parámetros: NIBP, SpO₂, PI *, PR, barra de pulso, forma de onda.
- Batería con duración de .5 hrs.



Pedestal PU03
SE VENDE POR SEPARADO



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com



@byHergom



5624482452