

# Monitor de Paciente Táctil M7T

smart  
**XIGNAL**  
monitors

## Características generales:

- Pantalla LCD a color 7"
- Potentes funciones para la forma de onda de parámetros, almacenamiento y revisión de tendencias.
- Pantalla de sincronización de ECG de todas las derivaciones.
- Adopta tecnología digital para SpO2, fuerte capacidad de llenado en caso de señal con interferencia o débil.
- Elementos de alarma: alarma técnica, 71 alarmas fisiológicas y 60 alarmas de arritmia.
- Revisión de datos de tendencias de 480 horas, 2400 grupos de datos de NIBP y forma de onda de ECG de 72 horas.
- A prueba de unidades quirúrgicas de alta frecuencia y desfibriladores (se necesitan cables especiales).
- Aplicable para adultos, pediátricos y neonatos para monitoreo completo (Se requieren accesorios especiales).
- Logre almacenamiento de datos, actualización de software mediante interfaz USB.
- Puede conectarse al Sistema de Central de Monitoreo por 3G, WiFi o por Cable.
- La batería recargable incorporada logra un monitoreo ininterrumpido.
- Parámetros estándar: ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, PR.
- Funciones opcionales: soporte móvil, soporte colgante e impresora portátil.
- Se requiere el uso de cable a prueba de desfibrilación y electrocirugía para el uso del monitor en quirófano.



## Especificaciones Técnicas:

### Especificaciones técnicas:

#### ECG

- Modo de monitoreo: 3 y 5 electrodos
- Velocidad de muestreo: 12.5 mm/s, 25.0mm/s, 50.0 mm/s.
- Rango de medición y alarma de HR: 15~350 bmp.
- Rango de medición y alarma del segmento ST: -2.0 mV ~ +2.0mV
- Análisis de arritmia: 13-arritmia.

#### Respiración

- Metodo: Impedancia R-F (RA-LL).
- Rango de medición y alarma: 0 ~ 150 rpm.
- Alarma de apnea: 10 ~ 40s.

#### NIBP (PANI)

- Metodo: Oscilometrico.
- Modos de operación: Manual/AUTO/Continuo.
- Protección contra sobrepresión: doble protección por software y hardware.
- Rango de medición y alarma: 10 ~ 270 mmHg.

#### TEMP

- 1 canal de medición.
- Rango de medición y alarma: 0 ~ 50°C

#### SpO2

- Rango de medición y alarma: 0% ~ 100%
- Precisión: 70% ~ 100% ~ 2%
- Rango de medición y alarma para PR: 30 ~ 250 bpm

Dimensiones: 192mm(L) x 162mm(W) x 243mm(H)  
Peso 2.0 Kg

### Incluye:

- Unidad (monitor de paciente)
- Sensor de oximetría Adulto
- Brazal Adulto (25-35 cm)
- Manguera extensión para NIBP
- Sensor de temperatura
- Cable de ECG (5 puntas)
- Adaptador y cable de corriente (9V, 4.0A)
- 1 Juego de Parches para ECG desechables
- Manual de Usuario

**Pantalla táctil simple  
y fácil de operar**



**Matriz**  
CDMX.  
01(55) 30939090

**Sucursal**  
GDL.  
01(33) 3617 0335  
01(33) 3617 0465  
Fax  
01(33) 3618 6165

**Sucursal**  
MTY.  
01(81) 1365 2926  
01(81) 1365 2927  
01(81) 8346 8282  
Fax  
01(81) 8311 4364

**Sucursal**  
PUE.  
01(222) 403 2997  
01(222) 211 4462  
Fax  
01(222) 296 7570

**Lada sin costo**  
y del interior de  
la república  
01800 087 0890  
[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)

**HERGOM**  
EQUIPMENT FOR LIFE