

Oxímetro PALM MD300K1

El oxímetro de pulso MD300K1 es un dispositivo muy importante y común para comprobar el nivel de saturación de oxígeno (SpO₂) en la sangre y frecuencia cardiaca del paciente.

Es un dispositivo portátil, compacto, simple, confiable y durable. El oxímetro de pulso portátil MD300K1 mejora en gran medida la atención al paciente.

Características

- » Software para transmisión de datos y almacenamiento
- » Bajo consumo de energía
- » Pantalla digital de leds
- » Barra de exhibición SpO₂, PR
- » Hasta 100 datos de información del paciente
- » Almacenamiento de registros de 72 horas
- » Alarma acústica y visual
- » Indicador de batería baja
- » Correa sujetadora

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

» POBLACIÓN APLICABLE

Adulto, Pediátrico y Neonatal

» APARIENCIA

Dimensión: 131mm(H)x61mm(W)x30mm(D)
Peso: 80g (sin baterías)

» ALMACENAMIENTO

ID de paciente: 100 pacientes

» SpO₂

Rango de medición: 70-100%
Resolución: 1%
Medida de precisión: 30-100; ±2bpm
101-235; ±2%

» TRANSMISIÓN DE DATOS

Método de transmisión: Cable USB

» AMBIENTE

Temperatura en funcionamiento: 5°C-40°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C-55°C
Humedad en funcionamiento: 15%RH-80%RH
Humedad de almacenamiento: 10%RH-85%RH

» BATERIA

Tipo: 2 AA alcalina o recargable

» PANTALLA

Tipo: Pantalla digital Led
Parámetros: SpO₂, PR, barra de pulso
Modo: 1 Modo de visualización
Brillo: Ajustable a 10 niveles

» ALARMA

Alarma: SpO₂, PR, dedo fuera, sonda apagada, batería baja
Modo: Audible y visual

HERGOM
www.hergom-medical.com

Matriz
México D.F.
01(55)3093 9090

Sucursales
Guadalajara
01(33)3617 0335
01(33)3617 0465
Fax 01(33)3618 6165

Monterrey
01(81)1365 2926
01(81)1365 2927
01(81)8346 8282
Fax 01(81)8311 4364

Puebla
01(222)403 2997
01(222)211 4462
Fax 01(222)296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890