


Muleta Desmontable y Ajustable **HANDY** MLT-D



- Desmontable para fácil almacenamiento y transporte.
- Enteramente ajustable a distintos tamaños (CH,M,G)
- Pueden ser utilizadas por niños, jóvenes y adultos.
- 13 niveles para ajuste de altura.
- 10 niveles para ajuste de empuñadura.
- Capacidad máxima de carga: 110 Kg.
- Axileras y puños de material suave.
- Estructura de aluminio de alta resistencia.
- Altura variable desde 95cm a 155cm.

Rango de regulación de altura de puño

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Puño recubierto de espuma y graduable en altura



Amplio y fácil rango de regulación.



Regatón de goma antideslizante para una mayor seguridad



MODO DESMONTABLE PARA FÁCIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

Rango de regulación de altura

	INFANTIL	JUNIOR	ADULTO
Rango de regulación de altura	95-115 cm.	115-135 cm.	135-155 cm.
Rango de altura del usuario	1,38-1,55 mt	1,58-1,78 mt	1,78-1,98 mt
Peso máximo del usuario	110 Kg		

