

# Fith

BÁSCULA CON ESTADÍMETRO 200 KGS.

## MPS200B

**Características generales:**

Nuestra nueva Báscula Mecánica con Estadímetro puede ser utilizada en consultorios médicos, escuelas y oficinas gracias a su diseño y altos estándares de calidad. Equipada con un Estadímetro de uso profesional de fácil operación que es resistente a la deformación y permite la obtención de mediciones mucho más exactas.

Está fabricada con un sistema de palanca de acero duradero, diseñado para soportar el uso diario mientras mantiene su precisión. El diseño de la base proporciona una de las plataformas más estables del mercado, brindando una experiencia de pesaje más cómoda y segura.

La estructura cuenta con recubrimiento en polvo por dentro y fuera que la protegen del óxido prolongando así la vida útil de la báscula. Las llantas traseras permiten desplazar la báscula con facilidad de un punto a otro.

**Especificaciones técnicas:**

Capacidad: 200 kg x 0.1 kg

Estadímetro: 75-200 cm

Tamaño de plataforma de peso: 37.5 cm x 27.5 cm

Dimensiones generales: 53 cm x 27.5 cm x 148.5 cm

Color: Blanco

Estructura de lámina de acero, con recubrimiento en polvo

