

### Consideraciones de producto

Cuando use muletas, sostenga su cuerpo sosteniendo la empuñadura, coloque el peso del cuerpo por la axila para evitar daños por compresión.

### Método de almacenamiento

Almacenar la muleta en un ambiente seco y ventilado.

### ADVERTENCIA

TODAS las advertencias y precauciones en este manual deben seguirse.

No lo use para soportar otras cosas.

La muleta no es adecuada para escalar montañas y soportar su cuerpo durante mucho tiempo.

### Póliza de Garantía

Producto ..... Modelo .....

Marca ..... No. de Serie .....

La presente garantía tiene vigencia por 1 año a partir de la fecha de entrega. Se extiende la presente en la Ciudad de ..... el ..... de ..... del 20.....

COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V.  
Poniente 128, No. 19, Colonia Nueva Vallejo, C.P. 07750, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México.

Tel. 55 3093 9090 y/o 800 087 0890

#### Términos y Condiciones

- Esta garantía ampara cualquier defecto de fabricación, piezas y componentes y mano de obra; siendo responsabilidad exclusiva de COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V./HERGOM efectuar las revisiones correspondientes y/o ajustes que se requieran durante la vigencia de la póliza, a condición de que el personal de COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V./HERGOM sea el único que intervenga para efectuar dichas intervenciones; liberando al consumidor por costos de reparación y mano de obra siempre y cuando sea defecto de fabricación y no por mal uso.
- El consumidor se obliga a entregar el equipo defectuoso, motivo de ésta Póliza, el cual deberá estar completo y sin daños visibles.
- Esta garantía ampara únicamente el producto arriba especificado.
- Para hacer EFECTIVA esta garantía será necesario en todo caso, presentar esta garantía debidamente requisitada y sellada o factura de compra, en nuestro centro de servicio técnico ubicado en Poniente 126-A No.62 Col.Nueva Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México. C.P. 07750 o en cualquiera de nuestras sucursales: HERGOM: Puebla: 13 Sur No. 1509, Col. Santiago, C.P. 72000, Puebla, Puebla, Guadalajara: Sierra Nevada No. 93, Col. Independencia, C.P.44340, Guadalajara, Jalisco y/o Monterrey: Colajay No. 305, Col. Mitras Centro, C.P. 64460, Monterrey Nuevo León, con líneas de atención al 800 087 0890.

5. Los accesorios, refacciones, componentes y/o consumibles podrán ser adquiridos en cualquiera de las sucursales que tiene HERGOM como el Centro de Servicio Técnico ubicado en Poniente 126-A No.62 Col.Nueva Vallejo, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México. C.P. 07750 o en cualquiera de nuestras sucursales HERGOM Puebla, Guadalajara o Monterrey con líneas de atención al 800 087 0890.

#### Situaciones No Cubiertas Por La Garantía

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Cuando el producto hubiese sufrido algún daño por descarga eléctrica o variación de voltaje.
- Desgaste natural de la mercancía.
- Daños causados por agentes externos de carácter químico o electroquímico, así como invasión de cuerpos extraños como agua, arena, pliegas, etc.
- Productos que presenten el número de serie alterado o removido.
- Gastos de envío u operación logística para llevar a cabo el proceso de garantía.
- Cuando el producto haya sido adquirido fuera de los canales legales de compra.

Nombre: .....

Firma: .....

Fecha de Entrega: .....

.....

Sello de Validez



# MULETA DESMONTABLE Y AJUSTABLE HANDY


## Mod. MLT-D

### Propósito del dispositivo

El propósito de la muleta es apoyo, ayuda a las personas a caminar, para personas que lo necesitan por sí mismas.

### Descripción: Muleta de aluminio

Modelo No.: S450



### Ajuste

Saque las muletas de su caja, consulte la ilustración 1.




Ilustración 1. Ajuste

- (1) Ajuste 1. Ajuste de la altura de la almohadilla del reposabrazos. De acuerdo con la altura, ajuste la almohadilla del reposabrazos a la posición correcta, consulte el tamaño en la ilustración 2.



Ilustración 2. Ajuste 1

- (2) Ajuste 2. Ajuste de la altura del mango. De acuerdo con la altura, ajuste el mango a la posición correcta, consulte el tamaño en la ilustración 2.



Ilustración 3. Ajuste 2

- (3) Ajuste 3. Ajuste la altura del pie. De acuerdo con la altura, ajuste el pie a la posición correcta, consulte el tamaño en la ilustración 3.



Ilustración 4. Ajuste 3