

# CONCENTRADOR DE OXIGENO DE 10Lts. OLV10



El concentrador de oxígeno OLV-10 provee de la combinación perfecta de flujo y concentración de oxígeno para encontrar la solución más simple a la necesidad de la aplicación de oxigenoterapia en el hogar, adecuado para cualquier miembro de la familia.



Gran  
Pantalla  
LCD



8,000 hrs. de uso 24/7



Capacidad de 10 Lts.  
10Lts.



## Características destacadas:

- El concentrador de oxígeno doméstico con capacidad de 10 L/min
- Gran pantalla LCD de las horas de trabajo totales y el tiempo de trabajo actual
- Función de temporización (10 min - 480 min)
- **Función de Nebulizador**
- Cortador de corriente reiniciable
- El sistema de filtrado de aire de cinco etapas (filtro HEPA y filtro de bacterias) mantienen alejadas la mayoría de las impurezas, bacterias y PM 2.5.
- El compresor sin aceite súper silencioso garantiza un 30% más de vida útil
- Larga vida útil, adecuada para un funcionamiento las 24 horas sin parar
- Ultra silencioso,  $\leq 50$ dB

## Características Técnicas:

- Tasa de flujo: 0-10 L/min
- Pureza de oxígeno  $93\% \pm 3\%$
- Consumo de energía: 550W
- Presión de salida: 20Kpa ~ 60Kpa
- Nivel de ruido menor a 50dB
- Peso Neto: 20 Kg
- Dimensiones: 344x306x565 (mm)
- 110V  $\pm 15$ V, 60Hz  $\pm 1$ Hz