



CONCENTRADOR DE OXÍGENO OLV8F

El concentrador de oxígeno estacionario OLV8F proporciona un alto rendimiento con un diseño avanzado. Es fácil de usar de cara al paciente y debido a su avanzada tecnología que integran en un solo equipo las funciones de concentración de oxígeno y nebulizador.

Características :

- Concentrador de oxígeno y nebulizador, 2 en 1.
- Equipo silencioso, compacto y fácil de operar.
- Cuenta con una función de timer de apagado automático.
- Puede operarse con control remoto para un fácil acceso.
- Cuenta con alarma contra fallas de presión, sobrecalentamiento de compresor y por baja concentración de oxígeno.
- La válvula de alivio de presión del compresor ayuda al dispositivo a estar más seguro.

Especificaciones técnicas:

- Flujo de oxígeno: 0.5 ~ 5L / min.
- Potencia de entrada: 400 VA
- Concentración de oxígeno: 95.5% ~ 87%
- Presión de salida: 40 ~ 70kPa
- Ruido de operación: ≤48dB
- Peso : 15.5kg
- Dimensión: 50 cm x W 39cm x D 24.5cm



MODO CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO



MODO NEBULIZACIÓN



*LOS ACCESORIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO