



Báscula animal talla grande P01E

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 690x330x35.4mm

1) Rango de pesaje: 400g ~ 100KG

2) División: 10G

3) Press on and auto off

4) 4 sensores con galgas extensométricas de alta precisión

5) Función de Tara

6) Indicador de batería baja y sobrecarga

7) Función de bloqueo automático (facilita el pesaje de mascotas en movimiento. El resultado se fija en la pantalla de forma automática dentro de 1-2 segundos)

8) LED blanco: 88x24mm

9) Batería: batería recargable de 3.7 V



Corporativo y
Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal
Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal
Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal
Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de
la República.

800 067 0690

www.hergom-medical.com



@byHergom



5624482452