

# Silla de Ruedas

**BASIC** S100B



DESCANSA BRAZO RÍGIDO  
ACOLCHADO DE PVC



RESPALDO ACOLCHADO,  
ASIENTO DE 18"



NEUMÁTICOS SÓLIDOS  
DELANTEROS: 8"  
TRASEROS: 22" CON ALUMINIO



FRENO DE SEGURIDAD  
CON ZAPATA



REPOSAPIÉS DE PLÁSTICO  
DESMONTABLE



MAX  
100 kg.



22"

8"

Acolchonado



PVC

- Capacidad máxima de carga 100 kg. Color negra.
- Ancho del asiento de 18" con reposabrazos fijo.
- Acolchado de PVC.
- Reposapiés desmontable de plástico.
- Panel lateral de plástico.
- Rueda delantera de 8"; con neumático sólido, radio trasero de 22" y aluminio con neumático sólido.
- Llantas de cañuela delanteras y traseras.

**HERGOM**  
EQUIPMENT FOR LIFE

Corporativo y  
Casa Matriz.

Poniente 126-A #62  
CDMX  
55 3093 9090

Sucursal  
Guadalajara, Jal.

33 3617 0335  
33 3617 0465  
Fax. 33 3616 6165

Sucursal  
Monterrey, N.L.

81 1365 2926  
81 1365 2927  
81 8346 8282  
Fax. 81 8311 4364

Sucursal  
Puebla, Pue.

222 403 2997  
222 211 4462  
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el  
Interior de la República.

800 067 0690

[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)



@byHergom



5224482452