

Silla de ruedas Sólida S200




Medidas: 77 X 23 X 76cm.
Peso Neto: 17KG
Peso Completo: 19KG

CARACTERÍSTICAS

- Esmaltada
- Descansa pies fijo de plástico de alto impacto
- Descansa brazos fijo acolchado
- Manubrios abatibles
- Banda de seguridad
- Rines cromados
- Asiento de lona acolchada
- Rueda sólida de cañuela



Asiento de lona acolchado



Descansa pies fijo de plástico de alto impacto.



Frenos de Palanca



Descansa brazos fijo acolchado



Plegable

64



48




62



20



49



94



100

